

# Intraoralscanner Laborverbindung

Verbinden Sie Ihre Praxis in 2 Minuten direkt mit unserem CAD/CAM-Team

**Tipp für Ihr Praxisteam:** Wählen Sie unten Ihr Scanner-System aus und fügen Sie **NM Dental GmbH** einmalig als Partnerlabor hinzu. Zukünftige Scans werden mit einem Klick digital und verlustfrei an unser CAD-Team übertragen.

## 3Shape TRIOS

3Shape Communicate Portal



LABORNAME IN COMMUNICATE

**NM Dental GmbH**

SUCH- & VERBINDUNGS-E-MAIL

**cad@dentaltechnik-berlin.com**

### SO VERBINDEN SIE SICH:

1. Auf [portal.3shapecommunicate.com](https://portal.3shapecommunicate.com) einloggen.
2. Zu „Connections“ → „Add Connection“ navigieren.
3. **cad@dentaltechnik-berlin.com** eingeben und anfragen.

## Medit i-Serie

Medit Link (i500 / i600 / i700 / i900)

MEDIT

LABOR-ACCOUNT / INHABER

**NM Dental GmbH**

Inhaber: Nedim Mehmedagic

SUCH- & KONTAKT-E-MAIL

**cad@dentaltechnik-berlin.com**

### SO VERBINDEN SIE SICH:

1. In **Medit Link** links auf „Partners“ (**Partner**) klicken.
2. Im Suchfeld „**NM Dental GmbH**“ oder E-Mail eingeben.
3. Auf „Partnerschaft anfragen“ klicken.

## Dentsply Sirona

DS Core / Connect Case Center (Primescan)



DIREKTE ACCOUNT-ID (SCHNELLSUCHE)

**1280899326**

LABORNAME & ANSCHRIFT

**NM Dental GmbH**

Treskowallee 110, 10318 Berlin

### SO VERBINDEN SIE SICH:

1. In **DS Core** / Connect Portal auf „Laborverbindungen“.
2. Account-ID **1280899326** eingeben & bestätigen.
3. Fälle direkt aus der Erfassungsmaske versenden.

## Shining 3D

Dental Cloud (Aoralscan Elite / 3 / Elf)



SHINING 3D CLOUD-KENNUNG / ID

**15120467372**

LABOR-NAME IN DER DENTAL CLOUD

**NMDental**

### SO VERBINDEN SIE SICH:

1. In der **Shining 3D Cloud** auf „Labor suchen“ gehen.
2. Cloud-ID **15120467372** oder **NMDental** eingeben.
3. Kopplungsanfrage senden – wir schalten Sie frei.

## Dexis / IS Connect

Dexis IS Serie / Carestream CS Dental

DEXIS

KONTONAME IN IS CONNECT

**NM Dental GmbH**

KONTAKT- & SUCH-E-MAIL

**cad@dentaltechnik-berlin.com**

### SO VERBINDEN SIE SICH:

1. In **Dexis IS Connect** nach Laborpartner suchen.
2. E-Mail **cad@dentaltechnik-berlin.com** eingeben.
3. Als bevorzugtes Partnerlabor speichern.

## Align iTero

MyiTero Portal / Element Serie / Lumina

iTero •

SUCHNAME IN MYITERO / IDS

**NM Dental GmbH**

VERKNÜPFUNGS-E-MAIL

**cad@dentaltechnik-berlin.com**

### SO VERBINDEN SIE SICH:

1. Auf [myitero.com](https://myitero.com) einloggen → *Account & Settings*.
2. Zu „Add Lab“ (**Labor hinzufügen**) navigieren.
3. Nach „**NM Dental GmbH**“ oder E-Mail suchen & verknüpfen.

### Offener PLY- / STL-Export & Web-Upload

Für alle weiteren offenen Systeme (z. B. Panda, Heron, Alliedstar)

Exportieren Sie Ihren Scandatensatz als **PLY (Farbe)** oder **STL** und senden Sie uns die Daten direkt an: **cad@dentaltechnik-berlin.com** oder nutzen Sie den Upload auf [dentaltechnik-berlin.com](https://dentaltechnik-berlin.com).

**Fragen zur Schnittstellen-Einrichtung?** Wir unterstützen Ihr Praxisteam gerne telefonisch oder per Fernwartung (TeamViewer/AnyDesk): **Tel: 030 39377425** • E-Mail: **team@dentaltechnik-berlin.com** • [dentaltechnik-berlin.com](https://dentaltechnik-berlin.com)